



GIMA

3M AURA 1862+ MASQUE RESPIRATOIRE FFP2 IIR

Code: 20715
Catégorie: Masques
Unité de Vente: boîte de 20 pcs.
Commande Minimum: 1
Type: EPI
Class: III



EAN13: 4046719563791

Descriptif: MASQUE RESPIRATOIRE FFP2 IIR 3M™ AURA™ 1862+

- Efficacité de filtration: FFP2 NRD $\geq 94\%$

Les masques respiratoires médicaux 3M™ Aura™ offrent une protection respiratoire efficace pour l'utilisation dans les environnements médicaux où les travailleurs sont exposés à poussières, particules liquides non volatiles ou bio-aérosols en suspension dans l'air. Ils limitent la transmission d'agents infectieux du personnel aux patients et sont conçus pour l'utilisation pendant les opérations chirurgicales et d'autres procédures médicales.

Ils résistent à la pénétration d'éclaboussures de liquides.

Caractéristiques principales

- testés selon EN 14683:2019 (Masques à usage médical - Exigences et méthodes d'essai) et EN 149:2001+A1:2009 (Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants contre les particules - Exigences, essais, marquage)
- marquage CE conformément au Règlement 2016/425 relatif aux EPI et conformément à EN 14683:2019 Type IIR comme masque chirurgical selon la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux
- exclusivement conçus en 3 panneaux, ils sont pliables, faciles à stocker et s'adaptent aux mouvements du visage pour un confort accru
- la technologie de filtration à faible résistance respiratoire assure une filtration efficace avec une faible résistance respiratoire, pour des performances de grande qualité en toutes circonstances
- le panneau nasal préformé s'adapte au nez et aux contours du visage et améliore la compatibilité du masque avec les protections oculaires 3M
- la nouvelle languette facilite la mise en place et l'ajustement du masque
- l'emballage hygiénique individuel protège le masque contre toute contamination avant utilisation
- la mousse nasale large et douce garantit un contact agréable avec la peau
- les brides s'adaptent à la forme du cou, du visage et de la tête
- la couche externe résiste aux éclaboussures de fluides
- les élastiques colorés permettent l'identification rapide: bleu pour FFP2 et rouge pour FFP3

Spécifications Techniques:



GIMA

Standard accessories: