



GIMA

G-PRIME MASQUE FILTRANT FFP3 - blanc avec élastiques bleus - GB,FR,IT,ES,DE

Code: 20725

Catégorie: Masques

Unité de Vente: boîte de 30 pcs.

Commande Minimum: 1



EAN13: 8023279207255

Descriptif: MASQUES FILTRANTS FFP3 NR G-PRIME

- sans valve
- Efficacité de filtration: FFP3 NR >99%
- Langues: GB, FR, IT, ES, DE
- Couleur élastiques: bleu

Les masques respiratoires FFP3 offrent une protection respiratoire efficace pour les travailleurs exposés à poussières toxiques fines, fibres et vapeurs.

- pliables, ils ont une conception exclusive en forme de C qui s'adapte aux mouvements du visage pour le confort de l'utilisateur
- tissu non tissé, coton à air chaud, tissu non tissé meltblown
- la technologie de filtration à faible résistance respiratoire assure une filtration efficace avec une faible résistance respiratoire, pour des performances de grande qualité en toutes circonstances

Conformes à la norme européenne EN 149:2001 + A1:2009, masques respiratoires filtrants contre les particules.

Conformes au règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI.

Classifiés sur la base de l'efficacité de filtration et de la fuite totale maximale vers l'intérieur (FFP3), aussi bien que sur la base de la facilité d'utilisation et de la résistance au colmatage.

Chaque masque est conditionné individuellement dans une pochette en plastique.

Spécifications Techniques:

Standard accessories: