



GIMA

ROULEAU GAUFRÉ COLLÉ 2 ÉPAISSEURS - 80m x 59cm perf. 190 cm

Code: 27419

Catégorie: Rouleaux de papier pour Lit

Unité de Vente: boîte de 6 rouleaux

Commande Minimum: 1

Type: Produit non médical



EAN13: 8023279274196

Descriptif: ROULEAUX D'EXAMEN EN PAPIER

- **Matériau:** Gaufré collé
- **Couleur:** blanc
- **Épaisseurs:** 2
- **Poids:** 2 x 17 g/m2
- **Longueur:** 80 m
- **Hauteur:** 59 cm
- **Nombre de feuilles:** 42
- **Perforation:** 190 cm
- **Rouleaux pour boîte:** 6

Gamme complète de papier pour lit, hygiénique et résistant. Fabriqué en Italie en cellucotton ou cellucotton/PE. Chaque rouleau est emballé individuellement dans du plastique pour une meilleure protection. Non toxique. Disponible avec perforation standard 38 ou 40 cm ou perforation 190 cm (taille du patient).

Spécifications Techniques:

Standard accessories: