



GIMA

TABOURET - siège matelassé sur pieds - gris

Code: 27955

Catégorie: Tabourets

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: Produit non médical



EAN13: 8023279279559

Descriptif: TABOURET - gris

Assise en similicuir rembourré lavable Ø 31 cm.

Hauteur réglable 48-67 cm.

Base en plastique sur pieds.

Charge: 150 kg

Made in Italy.

Spécifications Techniques:

Standard accessories: