



GIMA

MASQUE FILTRANT FFP2 AVEC VALVE - blanc - GB,FR,IT,ES,PT

Code: 20737

Catégorie: Masques

Unité de Vente: boîte de 20 pcs.

Commande Minimum: 1

Type: EPI

Class: III



EAN13: 8023279207378

Descriptif: MASQUE FILTRANT FFP2 Value&Safe AVEC ÉLASTIQUES

- FFP2 avec valve
- Modèle: adulte
- Langues de la boîte et des instructions: GB, FR, IT, ES, PT
- Motif ou couleur: blanc

Masque FFP2 à cinq couches pour se protéger et protéger les autres de façon efficace.
Conforme aux standards FFP2 de la norme EN 149:2001+A1:2009 et au règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle.

- la forme ergonomique s'adapte étroitement au visage
- couche interne en TNT non irritante, souple et délicate sur la peau
- barrette nasale conformable
- élastique extensible pour les oreilles, ne cause pas douleur si porté longtemps
- pliable en deux pour faciliter le stockage
- chaque masque est conditionné individuellement dans un sac transparent
- sans latex

FFP2 EFFICACITÉ FILTRATION >94%

5 COUCHES:

- La couche extérieure en tissu non tissé filtre les particules grandes
- Double couche en tissu non tissé pour une filtration améliorée
- Double couche en matériau melblown filtrant FFP2

PARTICULES FILTRÉES: Ciment, Bactéries, Virus, Moisissure, Pollen, Métaux lourds, Suie, Asbeste

Spécifications Techniques:

Inspiration: 30 l/min% = 0,7
Inspiration: 95 l/min% = 2,4
Expiration: 160 l/min% = 3,0
Pénétration matériau filtrant: = 6%
Dimensions:
- déplié: 21 x 15,5 cm
- plié: 10,5 x 15,5 cm



GIMA

Standard accessories: