



GIMA

MASQUE FILTRANT FFP2 - bleu - IT,DE,PL,SE,GR

Code: 20734
Catégorie: Masques
Unité de Vente: boîte de 20 pcs.
Commande Minimum: 1
Type: EPI
Class: III



EAN13: 8023279207347

Descriptif: MASQUE FILTRANT FFP2 Value&Safe AVEC ÉLASTIQUES

- FFP2 sans valve
- Modèle: adulte
- Langues de la boîte et des instructions: IT, GR, DE, SE, PL
- Motif ou couleur: bleu

Masque FFP2 à cinq couches pour se protéger et protéger les autres de façon efficace.
Conforme aux standards FFP2 de la norme EN 149:2001+A1:2009 et au règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle.

- la forme ergonomique s'adapte étroitement au visage
- couche interne en TNT non irritante, souple et délicate sur la peau
- barrette nasale conformable
- élastique extensible pour les oreilles, ne cause pas douleur si porté longtemps
- pliable en deux pour faciliter le stockage
- chaque masque est conditionné individuellement dans un sac transparent
- sans latex

FFP2 EFFICACITÉ FILTRATION >94%

5 COUCHES:

- La couche extérieure en tissu non tissé filtre les particules grandes
- Double couche en tissu non tissé pour une filtration améliorée
- Double couche en matériau meltblown filtrant FFP2

PARTICULES FILTRÉES: Ciment, Bactéries, Virus, Moisissure, Pollen, Métaux lourds, Suie, Asbeste

Spécifications Techniques: Inspiration: 30 l/min% = 0,7
Inspiration: 95 l/min% = 2,4
Expiration: 160 l/min% = 3,0
Pénétration matériau filtrant: = 6%
Dimensions:
- déplié: 21 x 15,5 cm
- plié: 10,5 x 15,5 cm



GIMA

Standard accessories: