



# GIMA

## MASQUE FILTRANT FFP2 - bordeaux - GB,IT,PT,RO,CZ

**Code:** 20736

**Catégorie:** Masques

**Unité de Vente:** boîte de 20 pcs.

**Commande Minimum:** 1

**Type:** EPI

**Class:** III



**EAN13:** 8023279207361

**Descriptif:** MASQUE FILTRANT FFP2 Value&Safe AVEC ÉLASTIQUES

- FFP2 sans valve
- Modèle: adulte
- Langues de la boîte et des instructions: GB, IT, PT, RO, CZ
- Motif ou couleur: bordeaux

Masque FFP2 à cinq couches pour se protéger et protéger les autres de façon efficace.  
Conforme aux standards FFP2 de la norme EN 149:2001+A1:2009 et au règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle.

- la forme ergonomique s'adapte étroitement au visage
- couche interne en TNT non irritante, souple et délicate sur la peau
- barrette nasale conformable
- élastique extensible pour les oreilles, ne cause pas douleur si porté longtemps
- pliable en deux pour faciliter le stockage
- chaque masque est conditionné individuellement dans un sac transparent
- sans latex

**FFP2 EFFICACITÉ FILTRATION >94%**

### 5 COUCHES:

- La couche extérieure en tissu non tissé filtre les particules grandes
- Double couche en tissu non tissé pour une filtration améliorée
- Double couche en matériau meltblown filtrant FFP2

**PARTICULES FILTRÉES:** Ciment, Bactéries, Virus, Moisissure, Pollen, Métaux lourds, Suie, Asbeste

**Spécifications Techniques:**

Inspiration: 30 l/min% = 0,7  
Inspiration: 95 l/min% = 2,4  
Expiration: 160 l/min% = 3,0  
Pénétration matériau filtrant: = 6%  
Dimensions:  
- déplié: 21 x 15,5 cm  
- plié: 10,5 x 15,5 cm



# GIMA

**Standard accessories:**