



# GIMA

## MASQUE FILTRANT FFP2 EFFECTIVE - IT, SE, GR, RO, Arabe

**Code:** 20741

**Catégorie:** Masques

**Unité de Vente:** boîte de 20 pcs.

**Commande Minimum:** 1

**Type:** EPI

**Class:** III



**EAN13:** 8023279207415

**Descriptif:** MASQUE FILTRANT FFP2 EFFECTIVE IT, SE, GR, RO, Arabe - boîte de 20 (4 sacs de 5)

Masque filtrant FFP2 à six couches pour se protéger et protéger les autres de façon efficace.

Conforme aux standards FFP2 de la norme EN 149:2001+A1:2009 et au règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle.

- la forme ergonomique s'adapte étroitement au visage
- couche interne en TNT non irritante, souple
- barrette nasale conformable
- élastique flexible extensible pour les oreilles, ne cause pas douleur si porté longtemps
- pliable en deux pour faciliter le stockage

20 crochets pour ajuster les élastiques derrière la tête.

### 6 COUCHES:

- Tissu non tissé
- Tissu spray-melt: 25 g
- Coton statique non tissé
- Tissu spray-melt: 25 g
- Tissu spray-melt: 25 g
- Tissu non tissé

Efficacité de filtration FFP2 >94%

**Spécifications Techniques:**

Inspiration: 30 l/min% = 0,7  
Ispiration: 95 l/min% = 2,4  
Expiration: 160 l/min% = 3,0  
Pénétration du matériau filtrant: = 6%  
Dimensions masque déplié: 21,4 x 16 cm  
Dimensions masque plié: 10,7 x 16 cm

**Standard accessories:**