



GIMA

MASQUE CHIRURGICAL RÉUTILISABLE JUNIOR/ADULTE PETIT MYCROCLEAN - EFB 99,8% - blanc-bleu

Code: 20770

Catégorie: Masques

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: Produit médical

Class: I

NSIS: 1964086

CND: T0399

EAN13: 8023279207705



Descriptif:

Masques de protection réutilisables de Type II selon la norme UNI EN 14683:2019.
99% polyester, 1% tissu en fibre de carbone.

Les matériaux sont d'origine préférentielle CEE. Dessin breveté.

Lavables à main ou en machine à 60°C/140°F.

Ne pas utiliser agents de blanchiment et assouplissants.

MASQUES 2020V3 pour professionnels de la santé et usage à l'intérieur et à l'extérieur
Une couche. Lavables jusqu'à 500 fois à 60°C/140°F.

Possibilité de personnaliser avec logo unicolore (minimum 1 000 pièces)

- Taille: Junior/Adultes petit
- Couleur: blanc
- Bord: bleu
- Barrette nasale: NON

Valeurs EFP & EFB

Efficacité de filtration des particules (%) 0,3 µm: 90% - 0,5 µm: 95%.

Certifiées non cytotoxiques par des tests exécutés en conformité avec UNI EN ISO 10993-5. EFB = 99,8% (tests de laboratoire exécutés en conformité avec UNI EN 14683:2019).

Charge biologique

UFC < 30 (tests de laboratoire exécutés en conformité avec UNI EN 14683:2019).

Perméabilité à l'air (cm²/cm³/sec) ASTM E96 (ISO-11092 ou test de Ret ou de Hohenstein) = 7,5.

Fournies avec instructions multilingues: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE, PL, RO, Arabe.

Spécifications Techniques:

Standard accessories: