



GIMA

MASQUE FILTRANT FFP2 NR GIMA HALO sans soupape avec élastiques

Code: 20780

Catégorie: Masques

Unité de Vente: boîte de 25 pcs.

Commande Minimum: 1

Type: EPI

Class: III



EAN13: 8023279207804

Descriptif: MASQUES RESPIRATOIRES GIMA HALO

• FFP2 SANS VALVE - élastiques

Les masques respiratoires FFP2 et FFP3 à 5 couches, avec ou sans valve, offrent une protection respiratoire efficace.

Caractéristiques:

- pliables, ils ont une conception à 3 panneaux permettant une plus grande liberté de mouvement du visage et un confort plus élevé
- la barrette nasale intégrée aide à adapter le masque au nez et aux contours du visage
- élastiques et lanières confortables

EN 149:2001+A1:2009 (Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants contre les particules)

Règlement 2016/425 relatif aux EPI.

Emballés individuellement dans une pochette.
20 crochets par boîte sont compris.

Boîte et instructions multilingues: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, SE, DK, GR, BG, CZ, NL, Arabe.

Spécifications Techniques:

Standard accessories: