



# GIMA

## MASQUE FILTRANT FFP3 NR GIMA HALO sans soupape avec élastiques

**Code:** 20785

**Catégorie:** Masques

**Unité de Vente:** boîte de 25 pcs.

**Commande Minimum:** 1

**Type:** EPI

**Class:** III



**EAN13:** 8023279207859

**Descriptif:** MASQUES RESPIRATOIRES GIMA HALO

• FFP3 SANS VALVE - élastiques

Les masques respiratoires FFP2 et FFP3 à 5 couches, avec ou sans valve, offrent une protection respiratoire efficace.

**Caractéristiques:**

- pliables, ils ont une conception à 3 panneaux permettant une plus grande liberté de mouvement du visage et un confort plus élevé
- la barrette nasale intégrée aide à adapter le masque au nez et aux contours du visage
- élastiques et lanières confortables

EN 149:2001+A1:2009 (Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants contre les particules)

Règlement 2016/425 relatif aux EPI.

Emballés individuellement dans une pochette.  
20 crochets par boîte sont compris.

Boîte et instructions multilingues: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, SE, DK, GR, BG, CZ, NL, Arabe.

**Spécifications Techniques:**

**Standard accessories:**