



# GIMA

## NÉGATOSCOPE 38x38 cm

**Code:** 27364  
**Catégorie:** Négatoscopes  
**Unité de Vente:** 1 pc.  
**Commande Minimum:** 1  
**Type:** Produit médical  
**Class:** I  
**NSIS:** 67114  
**CND:** Z110702  
**EAN13:** 80537367104172



**Descriptif:** Les négatoscopes GIMA sont conçus selon des standards cliniques pour une lumière blanche optimale permettant une lecture précise de tous les détails.

Made in Italy.

- Dimensions extérieures
  - Longueur: 43 cm
  - Hauteur: 43 cm
  - Profondeur: 12 cm
- Poids: 6 kg
- 1 plage

Dotés d'un écran acrylique de 3 mm, conforme aux normes de sécurité (fusibles, prise Schuko, lumière verte Marche / Arrêt...).

Peuvent être utilisés sur le bureau en position horizontale ou verticale ou suspendus au mur.

Structure d'aluminium recouvert de poudre époxy séchée au four et d'ABS injecté (couleur RAL 7035).

**Spécifications Techniques:** Température de couleur: blanc froid 6 500 °K  
Alimentation: 230 V - 50 Hz (60 Hz disponible avec surcharge)  
Fusible: 2 x 1 A  
Interrupteur bipolaire éclairage  
Prise Schuko dotée de 2 m de câble  
Tous les composants sont homologués UL, DVE et IMQ

**Standard accessories:**