



GIMA

NÉGATOSCOPE 38x 153 cm - quadruple

Code: 27368

Catégorie: Négatoscopes

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: Produit médical

Class: I

NSIS: 102563

CND: Z110702

EAN13: 8023279273687



Descriptif: Les négatoscopes GIMA sont conçus selon des standards cliniques pour une lumière blanche optimale permettant une lecture précise de tous les détails.

Made in Italy.

• Dimensions extérieures

- Longueur: 158 cm

- Hauteur: 43 cm

- Profondeur: 12 cm

• Poids: 18 kg

• 4 plages

Dotés d'un écran acrylique de 3 mm, conforme aux normes de sécurité (fusibles, prise Schuko, lumière verte Marche / Arrêt...).

Peuvent être utilisés sur le bureau en position horizontale ou verticale ou suspendus au mur.

Structure d'aluminium recouvert de poudre époxy séchée au four et d'ABS injecté (couleur RAL 7035).

Spécifications Techniques: Température de couleur: blanc froid 6 500 °K
Alimentation: 230 V - 50 Hz (60 Hz disponible avec surcharge)
Fusible: 2 x 1 A
Interrupteur bipolaire éclairage
Prise Schuko dotée de 2 m de câble
Tous les composants sont homologués UL, DVE et IMQ

Standard accessories: