



GIMA

NÉGATOSCOPE 76x122 cm - 2x3 panneaux

Code: 27369

Catégorie: Négatoscopes

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1


Type: Produit médical

Class: I

NSIS: 102569

CND: Z110702

EAN13: 8023279273694



Descriptif: Les négatoscopes GIMA sont conçus selon des standards cliniques pour une lumière blanche optimale permettant une lecture précise de tous les détails.

Made in Italy.

• Dimensions extérieures

- Longueur: 127 cm
- Hauteur: 2x43 cm
- Profondeur: 12 cm

- Poids: 28 kg
- 2x3 plages

Dotés d'un écran acrylique de 3 mm, conforme aux normes de sécurité (fusibles, prise Schuko, lumière verte Marche / Arrêt...).

Peuvent être utilisés sur le bureau en position horizontale ou verticale ou suspendus au mur.

Structure d'aluminium recouvert de poudre époxy séchée au four et d'ABS injecté (couleur RAL 7035).

Spécifications Techniques: Température de couleur: blanc froid 6 500 °K
Alimentation: 230 V - 50 Hz (60 Hz disponible avec surcharge)
Fusible: 2 x 1 A
Interrupteur bipolaire éclairage
Prise Schuko dotée de 2 m de câble
Tous les composants sont homologués UL, DVE et IMQ

Standard accessories: