



GIMA

BARRE D'APPUI - 545 mm

Code: 28973

Catégorie: Aides salle de bains pour les handicapés et les personnes âgées

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: Produit médical

Class: I

NSIS: 1858493

CND: Y181899

EAN13: 8023279289732



Descriptif: BARRE D'APPUI - 545 mm

Gamme innovante de barres d'appui, faciles à installer partout sans perçage ni vissage. Ventouses brevetées (Ø 93 mm) supportant jusqu'à 60 kg verticalement et 45 kg latéralement (testé par SGS).

Idéale pour l'appui des personnes âgées pendant la toilette quotidienne. En plastique ABS résistant avec indicateur rouge/vert pour plus de sécurité.

Boîte et mode d'emploi multilingues: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabe.

Spécifications Techniques:

Standard accessories: