



GIMA

CHAISE DE DOUCHE - fixe

Code: 42900

Catégorie: Aides salle de bains pour les
handicapés et les personnes âgées

Unité de Vente: 1 pc.

**Commande
Minimum:** 1

Type: Produit médical

Class: I

NSIS: 2195547

CND: Y091203

EAN13: 8023279429008

Descriptif: Tabouret de douche avec structure en aluminium et assise en plastique de 50 x 30cm.

Hauteur réglable 35-45 cm.
Extrémités antidérapantes.
Charge: 100 kg.

Spécifications Techniques:

Standard accessories:

