



# GIMA

## TABOURET DE DOUCHE PU avec accoudoir

**Code:** 42905

**Catégorie:** Aides salle de bains pour les handicapés et les personnes âgées

**Unité de Vente:** 1 pc.

**Commande Minimum:** 1

**Type:** Produit médical

**Class:** I



**EAN13:** 8023279429053

**Descriptif:** TABOURET DE DOUCHE AVEC ACCOUDOIRS

Tabouret de douche avec structure en aluminium argent et assise en PU, accoudoirs en mousse et tubes avec pieds réglables.

**Poids:** 4,0 kg.

**Charge:** 136 kg.

**Dimensions:** 44,8-47,2x50-52,6x h 62,2-72 cm

**Mode d'emploi multilingue:** GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, GR.

**Spécifications Techniques:**

**Standard accessories:**