



GIMA

CHAISE DE DOUCHE ET D'AISANCE AQ-TICA

Code: 42913

Catégorie: Aides salle de bains pour les handicapés et les personnes âgées

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: Produit médical

Class: I



EAN13: 3701127702897

Descriptif: CHAISE DE DOUCHE ET D'AISANCE AQ-TICA - gris foncé/blanc

Chaise à deux fonctions, utilisable comme chaise d'aisance et comme chaise de douche.
Livrée en kit facilement montable sans outils.
Structure antirouille en aluminium et polypropylène.
Livrée avec bassin hygiénique avec couvercle.

Poids: 7,1 kg
Charge: 130 kg
Jambes en aluminium de hauteur réglable (5 positions)
Accoudoirs et dossier amovibles
Trous de drainage
Bassin retirable de l'avant

Made in France.

Spécifications Techniques:

Standard accessories: