



GIMA

PREMIUM MASQUE CHIRURGICAL FILTRANT 98% 3 ÉPAISSEURS type II avec élastiques - adultes - autres couleurs

Code: 20610

Catégorie: Masques

Unité de Vente: boîte de 50 pcs.

Commande Minimum: 1

Type: Produit médical

Class: I

NSIS: 2154868

CND: T020601



Descriptif:

PREMIUM MASQUES FILTRANTS 98% 3 ÉPAISSEURS - TYPE II AVEC ÉLASTIQUES

- Masques 3 épaisseurs
- Couleur: autres couleurs, disponibles en blanc, beige foncé, marron, gris, jaune, vert émeraude, vert, perle, glycine, bordeaux, vert olive, beige clair, denim, fuchsia, orange, turquoise
- Commande minimum: 50 boîtes de 50

Masques chirurgicaux légers, souples et confortables, avec barrette nasale conformable.
Matériaux et fabrication de haute qualité, 100% italiens.
Sans latex.

3 épaisseurs très souples pour un confort optimal:

- épaisseur externe: tissu non tissé souple 25g, protection contre poussière et résidus
- épaisseur centrale: filtre à particules et antibactérien meltblown 25g, haute capacité de filtrage
- épaisseur interne: tissu non tissé 25g, absorption efficace de sueur et humidité

Chaque boîte contient 5 sachets de 10 masques. Chaque sachet est pourvu d'instructions en GB, IT et peut être vendu individuellement.

Instructions et boîte multilingues: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, RO, FI, SI, SK, DK, EE, NO, SE, NL, HU, HR, BG, CZ, LV, LT, RU, RS, Arabe.

Made in Italy.

Spécifications Techniques: EFB%: > 98%
Dimensions: 17,5x9,5 cm
Pression différentielle (Pa/cm2): < 40
Normes: EN 14683:2019

Standard accessories: