



GIMA

STÉRILISATEUR À AIR CHAUD TITANOX 5 l

Code: 35576

Catégorie: Stérilisateurs à air chaud

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: Produit médical

Class: II B

NSIS: 2275516

CND: Z12011307

EAN13: 8059304700019



Descriptif: STÉRILISATEUR À AIR CHAUD TITANOX - 5 l

Structure extérieure en acier inoxydable.
Structure intérieure, grille, bassin amovible, porte et contre-porte complètement construits en acier inoxydable.
Structure intérieure et porte avec garniture en caoutchouc en silicone atoxique, isolées avec fibres en verre.
Résistance armée en acier inoxydable.
Temporisateur 0-120 minutes, qui débranche l'appareil à la fin du temps programmé.
Thermostat de sécurité.

Voyant lumineux vert (à la droite) qui indique l'insertion de la ligne.
Voyant lumineux vert (à la gauche) qui indique la résistance en fonction.

Fourni avec mode d'emploi en GB, FR, IT (ES sur demande).

Made in Italy.

Spécifications Techniques: Capacité: 5 l
Temporisateur: 0 - 120 minutes
Thermomètre à sonde: 0° - 200°C
Thermorégulateur à sonde: 0° - 200°C
Tension de fonctionnement: 230 V-50/60 Hz
Dimensions extérieures: 500x325xh 170 mm
Dimensions intérieures: 400x160xh 80 mm
Classification: Dispositif médical Classe IIB, EU 2017/745

Standard accessories: