



GIMA

STÉRILISATEUR À AIR CHAUD TITANOX 20 I

Code: 35580

Catégorie: Stérilisateurs à air chaud

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: Produit médical

Class: II B

NSIS: 2275522

CND: Z12011307

EAN13: 8059304700026



Descriptif: STÉRILISATEURS À AIR CHAUD TITANOX

- Unité: Standard
- Capacité: 20 l
- Dimensions extérieures (mm): 570x345xh 400
- Dimensions intérieures (mm): 405x255xh 210

Structure interne et étagères intérieures en acier inox réglables en hauteur.
Fermeture à clé.

Unité standard: double résistance pour obtenir plus rapidement des températures élevées.

Boîtier externe et partie avant entièrement en acier inox, y compris la porte bien isolée à l'aide d'un matériau non conducteur.

Tous les modèles sont fournis avec mode d'emploi en: GB, FR, IT (ES sur demande) et 2 étagères réglables en hauteur.

Made in Italy.

Spécifications Techniques: Temporisateur: 0-120 minutes, débranche l'appareil à la fin du temps programmé
Thermomètre à sonde: 0° - 200°
Thermorégulateur à sonde: 0° - 200°
Tension de fonctionnement: 230 V - 50/60 Hz

Standard accessories: