



GIMA

STÉRILISATEUR À AIR CHAUD TITANOX 60 l

Code: 35581

Catégorie: Stérilisateurs à air chaud

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: Produit médical

Class: II B

NSIS: 2275524

CND: Z12011307

EAN13: 8059304700033



Descriptif: STÉRILISATEURS À AIR CHAUD TITANOX

- Unité: Standard
- Capacité: 60 l
- Dimensions extérieures (mm): 705x450xh 475
- Dimensions intérieures (mm): 535x320xh 345

Structure interne et étagères intérieures en acier inox réglables en hauteur.
Fermeture à clé.

Unité standard: double résistance pour obtenir plus rapidement des températures élevées.

Tous les modèles sont fournis avec mode d'emploi en: GB, FR, IT (ES sur demande) et 2 étagères réglables en hauteur.

Made in Italy.

Spécifications Techniques: Temporisateur: 0-120 minutes, débranche l'appareil à la fin du temps programmé
Thermomètre à sonde: 0° - 200°
Thermorégulateur à sonde: 0° - 200°
Tension de fonctionnement: 230 V - 50/60 Hz

Standard accessories: