



GIMA

STÉRILISATEUR À AIR CHAUD TITANOX Thermoventilé 20 l

Code: 35583

Catégorie: Stérilisateurs à air chaud

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: Produit médical

Class: II B

NSIS: 35046

CND: Z12011307

EAN13: 8023279355833



Descriptif: STÉRILISATEURS À AIR CHAUD TITANOX

- Unité: Thermoventilé
- Capacité: 20 l
- Dimensions extérieures (mm): 570x345xh 400
- Dimensions intérieures (mm): 405x255xh 210

Structure interne et étagères intérieures en acier inox réglables en hauteur.
Fermeture à clé.

Unité thermoventilée: Pour garantir l'uniformité de la température dans la chambre de chauffage et pour faciliter la circulation de l'air, l'appareil est équipé d'un ventilateur qui est toujours en marche, soit dans le cycle de chauffage, soit pendant les pauses de refroidissement.

- thermostat de sécurité
- ventilateur pour ventilation forcée
- double voyant lumineux de contrôle

Tous les modèles sont fournis avec mode d'emploi en: GB, FR, IT (ES sur demande) et 2 étagères réglables en hauteur.

Made in Italy.

Spécifications Techniques: Temporisateur: 0-120 minutes, débranche l'appareil à la fin du temps programmé
Thermomètre à sonde: 0° - 200°
Thermorégulateur à sonde: 0° - 200°
Tension de fonctionnement: 230 V - 50/60 Hz

Standard accessories: