



Tango XL 300

FIXE

Code ISO 180903 - 180912

Réf. 40012



Tango XL 300E

ÉLECTRIQUE

Code ISO 180903 - 180912

Réf. 40013



*Spécifique pour
des personnes
de forte corpulence*



CARACTÉRISTIQUES

- Réglage en hauteur du siège en continu par vérin électrique (réglable sur 15 cm), ou hauteur fixe à 42cm.
- Réglage du dossier en profondeur et en hauteur
- Accoudoirs escamotables vers le bas, réglables en hauteur et en largeur (par clé Allen)
- Dispositif de freinage sur roues arrières par levier réversible droit ou gauche
- Châssis renforcé avec roues de diamètre 10 cm sur roulement à billes ⇒ Donnent une très grande mobilité au siège
- Sellerie tissus microfibre ou skaï (plusieurs coloris au choix)

Coloris



SKAÏ
NOIR
052



SKAÏ GRIS
CLAIR
057



NOIR
671



BLEU
672



ROUGE
674



GRIS
ANTHRACITE
675

DIMENSIONS

◆ Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur www.cree.fr

EN CM

	RÉF.	HAUTEURS D'ASSISE POSSIBLES*	DIMENSIONS D'ASSISE* (Lxl)	LARGEUR ACCOU- DOIRS*	HAUTEUR ACCOU- DOIRS	DIMENSIONS DOSSIER* (Lxh)	INCLINAISON DOSSIER	INCLINAISON ASSISE	ROTATION D'ASSISE	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	POIDS (kg)	CHARGE MAX. (kg)	PUISSANCE DU VÉRIN*
Tango fixe XL 300	40012	Fixe 44-59 : sur devis	58 x 48	48-62	0-24	38 x 43	-	-	-	58	58	32	175	500N
Tango électrique XL 300	40013	42-57 49-69	58 x 48	48-62	0-24	38 x 43	-	-	-	58	58	32	200	-

*Caractéristiques standards par défaut. Se référer aux bons de commande pour l'ensemble des caractéristiques au choix ou optionnelles.