



GIMA

STÉRILISATEUR À AIR CHAUD TITANOX Digital 20 l

Code: 35586

Catégorie: Stérilisateurs à air chaud

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: Produit médical

Class: II B

NSIS: 35041

CND: Z12011307

EAN13: 8023279355864



Descriptif: STÉRILISATEURS À AIR CHAUD TITANOX

- Unité: numérique
- Capacité: 20 l
- Dimensions extérieures (mm): 570x345xh 400
- Dimensions intérieures (mm): 405x255xh 210

Structure interne et étagères intérieures en acier inox réglables en hauteur.
Fermeture à clé.

Unité numérique: tunnels d'aération réglables, placés sur le côté droit en bas et sur le côté gauche en haut pour le réglage et la circulation de l'air, utile pour le refroidissement rapide de l'appareil.

- fonctionnement électronique C.P.S.
- distribution optimale de chaleur
- indication automatique pour d'éventuels problèmes d'alimentation (en cas de manque de tension le programme démarre à nouveau depuis le début)
- thermostat de sécurité

Tous les modèles sont fournis avec mode d'emploi en: GB, FR, IT (ES sur demande) et 2 étagères réglables en hauteur.

Made in Italy.

Spécifications Techniques: Mode de fonctionnement: continu (veille) ou temporisé
Temporisateur: 0 - 250 minutes
Tension de fonctionnement: 230 V - 50/60 Hz

Standard accessories: