

TANGO VERIN ELEC - BASCULE D'ASSISE ET ROTATION / TANGO 700E



Caractéristiques standards fauteuil Tango 700E

- 4 Fonctions de siège : Hauteur et rotation de siège blocable (90°), inclinaison de dossier, bascule d'assise (-15° / + 10°), commandées par palettes (disposition au choix)
- Rotation du siège : 90° à droite et 90° à gauche
- Inclinaison du dossier (+4° / -22°)
- Dossier réglable en hauteur sur 10cm
- Poids max utilisateur : 160 kg
- Distance entre accoudoirs : 38,5 à 52,5cm
- Poids chaise : 34,5kg
- Piètement 4 branches compact (55 x55cm) avec roues (sur roulements et bandages anti friction) spécialement adapté au déplacements de type podal
- Dispositif de freinage sur roues AR par levier (réversible droit ou gauche)
- **4 roues de dimensions identiques diam 100 mm**

A PARTIR DE 4 042 € HT * 2024

*avec châssis, assise, dossier, bras de dossier, accoudoirs non-escamotables, frein std, châssis avec 2 roues arr. freinées.

INFORMATIONS CLIENT

Prestataire - N° Client CREE :
Société :
Adresse :

Utilisateur :
Nom et prénom :
Adresse :

Code Postal :
Ville :
Contact Nom Prénom :
Tel Direct :
E mail :
Date d'essai :

Code Postal/Ville :
Téléphone :
E Mail :
Diagnostic :
Prescripteur :
Nom / Structure
Tel / E Mail :

Symboles :


◆ = Standard (Par dé ■ = Autre choix (Sans Suppl.) □ = Veuillez choisir ⓘ = tenir compte de l'indication

* après le nom du produit : "NOM DU PRODUIT*" = TVA 5,5%

PRISE DE MESURE

Informations Utilisateur

Notes - Commentaires :



Poids : kg
Taille : cm
..... cm
B Hauteur talon-creux poplité cm
C Profondeur d'assise cm
D Hauteur tablette-sol cm
F Hauteur dos cm

Reportez-vous aux dimensions ci-dessous pour configurer votre produit.

Référence	Désignation	Prix Public HT
TANGO VERIN GAZ - BASCULE D'ASSISE ET ROTATION / TANGO 510		
FAUTEUIL		
T700E-0000	<input checked="" type="checkbox"/> CHASSIS TANGO 700 Electrique	◆ 2 933,00 € *

SELLERIE (Couleurs et Type de Tissus)

- Tissu
- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Tissu Main Line Plus Noir IF059 | <input checked="" type="checkbox"/> Tissu Main Line Plus Bleu IF020 |
| <input type="checkbox"/> Tissu Main Line Plus Gris Clair IF058 | <input type="checkbox"/> Tissu Main Line Plus Gris anthracite IF276 |
| <input type="checkbox"/> Tissu Main Line Plus Rouge IF101 | |

L'assise et le dossier de votre chaise ne vous plaisent plus ? La couleur aurait besoin d'un rafraichissement ?

Sachez que vous pouvez les changer très facilement !

COTES DES COMMANDES DES FONCTIONS DE SIEGE MANUELLES

Attention : commande de rotation du côté opposé

Prix Public HT

46021	<input type="checkbox"/>	COMMANDE A DROITE	◆	- €
46020	<input type="checkbox"/>	COMMANDE A GAUCHE	■	- €

Choisissez obligatoirement un emplacement pour les commandes manuelles

COMMANDES ELECTRIQUES

Prix Public HT

Si une fonction électrique seulement : 1 CASE À COCHER



Récapitulatif des fonctions électriques

Fonction électrique	Accoudoir D	Accoudoir G	PRIX
<input checked="" type="checkbox"/> LIFT	<input type="checkbox"/> T700-0039	<input type="checkbox"/> T700-0040	Inclus

Si deux fonctions électriques : 2 CASES À COCHER

Récapitulatif des fonctions électriques

Fonction électrique	Accoudoir D	Accoudoir G	PRIX
<input checked="" type="checkbox"/> LIFT	<input type="checkbox"/> T700-0039	<input type="checkbox"/> T700-0040	Inclus
T700-0057 FREIN ELEC.	<input type="checkbox"/> T700-0042	<input type="checkbox"/> T700-0043	752,00 €
T700-0053 INCLINAISON DOSSIER ELEC.	<input type="checkbox"/> T700-0045	<input type="checkbox"/> T700-0046	752,00 €
T700-0049 BASCULE D'ASSISE ELEC.	<input type="checkbox"/> T700-0060	<input type="checkbox"/> T700-0092	752,00 €
T700-0034 SUPPLEMENT ELECTRONIQUE SI 2 FONCTIONS ELEC AVEC COMMANDES SOUS ACCOUDOIRS			377,00 €

Si plus de deux fonctions électrique : 3 à 5 CASES À COCHER

Récapitulatif des fonctions électriques

Fonction électrique	Accoudoir D	Accoudoir G	Télécommande	PRIX
<input checked="" type="checkbox"/> LIFT	<input type="checkbox"/> T700-0039	<input type="checkbox"/> T700-0040	<input type="checkbox"/> T700-0041	- €
T700-0057 FREIN ELEC.			<input type="checkbox"/> T700-0044	752,00 €
T700-0053 INCLINAISON DOSSIER ELEC.			<input type="checkbox"/> T700-0047	752,00 €
T700-0049 BASCULE D'ASSISE ELEC.			<input type="checkbox"/> T700-0093	752,00 €
T700-0035 <input checked="" type="checkbox"/> TELECOMMANDE 2 FONCTIONS ELEC OU PLUS SANS AIDE AU RELEVAGE				472,00 €

Précisez où doivent être situées les commandes électriques de la chaise

La télécommande avec aide au relevage permet, avec un seul bouton, d'actionner : d'abord le frein électrique, puis le lift, puis la bascule d'assise et de dossier, afin de permettre à son Rotation d'assise incompatible avec bascule d'assise électrique et dossier électrique

Si plus de deux fonctions électrique : 3 à 5 CASES À COCHER

Récapitulatif des fonctions électriques

Fonction électrique	Accoudoir D	Accoudoir G	Télécommande	PRIX
◆ LIFT	<input type="checkbox"/> T700-0039	<input type="checkbox"/> T700-0040	<input type="checkbox"/> T700-0041	- €
T700-0057 FREIN ELEC.			<input type="checkbox"/> T700-0044	752,00 €
T700-0053 INCLINAISON DOSSIER ELEC.			<input type="checkbox"/> T700-0047	752,00 €
T700-0049 BASCULE D'ASSISE ELEC.			<input type="checkbox"/> T700-0093	752,00 €
T700-0036 <input checked="" type="checkbox"/> TELECOMMANDE 2 FONCTIONS ELEC OU PLUS AVEC AIDE AU RELEVAGE			<input type="checkbox"/> T700-0094	565,00 €

DOSSIERS (Dimensions du dossier en cm : largeur x hauteur**)		Prix Public HT
Choisissez obligatoirement un dossier		
<input type="checkbox"/>	DOSSIER SUPPORT	
<input type="checkbox"/>	L (43x46) Largeur interne : 28cm	472,00 €
<input type="checkbox"/>	L (43x46) Largeur interne : 28cm ; AVEC COUSSIN LOMBAIRE GONFLABLE	613,00 €
<input type="checkbox"/>	DOSSIER CONTOUR	
<input type="checkbox"/>	M (36x38)	415,00 €
<input type="checkbox"/>	L (39x43)	453,00 €
<input type="checkbox"/>	XL (41x48)	472,00 €
<input type="checkbox"/>	DOSSIER ACTIVE	
<input type="checkbox"/>	S (38x22)	189,00 €
<input type="checkbox"/>	M (38x30)	189,00 € *
<input type="checkbox"/>	L (40x40)	360,00 €
<input type="checkbox"/>	XL (40x48)	415,00 €
<input type="checkbox"/>	DOSSIER ALB	
<input type="checkbox"/>	Commande à Droite <input type="checkbox"/> Commande à Gauche	
<input type="checkbox"/>	S (39x39)	565,00 €
<input type="checkbox"/>	M (39x49)	565,00 €
<input type="checkbox"/>	L (39x51)	565,00 €



BRAS DE DOSSIER		Prix Public HT
CHOISIR OBLIGATOIREMENT UN BRAS DE DOSSIER		
T700-0003	<input type="checkbox"/> BRAS DE DOSSIER STANDARD 24cm POUR SIEGES ACTIVE ET COXIT	76,00 € *
T700-0486	<input type="checkbox"/> BRAS DE DOSSIER ALB 24cm POUR DOSSIER ALB	208,00 €
T700-0487	<input type="checkbox"/> BRAS DE DOSSIER LONG 31cm POUR SIEGES CONTOUR	76,00 €
T700-0488	<input type="checkbox"/> BRAS DE DOSSIER AVEC ANGLE 24cm POUR SIEGES ACTIVE ET COXIT	208,00 €

ASSISES (Dimensions du coussin d'assise en cm : largeur x profondeur**)		Prix Public HT
Choisissez obligatoirement une assise		
<input type="checkbox"/>	ASSISE CONTOUR (Epaisseur : 8cm)	
<input type="checkbox"/>	S (40x40)	472,00 €
<input type="checkbox"/>	M (44x44)	472,00 €
<input type="checkbox"/>	L (47x47)	472,00 €
<input type="checkbox"/>	XL (49x49)	574,00 €
<input type="checkbox"/>	ASSISE ACTIVE (Epaisseur 6cm)	
<input type="checkbox"/>	S (40x40)	293,00 €
<input type="checkbox"/>	M (44x44)	189,00 € *
<input type="checkbox"/>	L (47x47)	227,00 €
<input type="checkbox"/>	XL (49x49)	321,00 €
<input type="checkbox"/>	Profonde (40x49)	415,00 €
<input type="checkbox"/>	ASSISE COXIT (Epaisseur 6cm)	
<input type="checkbox"/>	S (40x47)	565,00 €
<input type="checkbox"/>	L (47x47)	604,00 €



Attention : l'assise coxite ne permet pas la rotation d'assise du siège

ROTATION D'ASSISE		Prix Public HT
T700-0493	<input type="checkbox"/> ROTATION D'ASSISE AVEC BLOCAGE	- €
T700-0491	<input type="checkbox"/> ROTATION D'ASSISE LIBRE	- €
T700-0492	<input type="checkbox"/> PAS DE ROTATION D'ASSISE	- €

Choisissez obligatoirement une option

Rotation d'assise incompatible avec bascule d'assise électrique et dossier électrique
Attention : l'assise coxite ne permet pas la rotation d'assise du siège

ACCOUDOIRS (Dimensions des manchettes en cm largeur x profondeur)		Prix Public HT
Choisissez obligatoirement des accouvoirs		

Accoudoir Droit		Prix Public HT
T700-0004	<input type="checkbox"/> ACCOUDOIR NON-ESCAM. DROIT 9x25cm, AV INTERRUPTEUR, BARRE DE 19,3cm	133,00 € *
T700-0502	<input type="checkbox"/> ACCOUDOIR NON-ESCAM. DROIT 9x25cm, AV INTERRUPTEUR, BARRE DE 22,3cm	133,00 €
T700-0497	<input type="checkbox"/> ACCOUDOIR NON-ESCAM., DROIT 9x25cm, SS. INTERRUPTEUR, BARRE DE 19,3cm	96,00 €
T700-0498	<input type="checkbox"/> ACCOUDOIR NON-ESCAM., DROIT 9x25cm, SS. INTERRUPTEUR, BARRE DE 22,3cm	96,00 €
T700-0503	<input type="checkbox"/> ACCOUDOIR ESCAMOTABLE DROIT 9x25cm, SANS INTERRUPTEUR, BARRE DE 19,3cm	143,00 €
T700-0504	<input type="checkbox"/> ACCOUDOIR ESCAMOTABLE DROIT 9x25cm, SANS INTERRUPTEUR, BARRE DE 22,3cm	143,00 €
T700-0505	<input type="checkbox"/> ACCOUDOIR ESCAMOTABLE DROIT 9x25cm, AV INTERRUPTEUR, BARRE DE 19,3cm	181,00 €
T700-0506	<input type="checkbox"/> ACCOUDOIR ESCAMOTABLE DROIT 9x25cm, AV INTERRUPTEUR, BARRE DE 22,3cm	181,00 €



Accoudoir Gauche		Prix Public HT
T700E-0545	<input type="checkbox"/> ACCOUDOIR NON-ESCAM. GCHE 9x25cm, AV INTERRUPTEUR, BARRE DE 19,3cm	133,00 €
T700E-0546	<input type="checkbox"/> ACCOUDOIR NON-ESCAM. GCHE 9x25cm, AV INTERRUPTEUR, BARRE DE 22,3cm	133,00 €
T700-0005	<input type="checkbox"/> ACCOUDOIR NON-ESCAM., GCHE 9x25cm, SS. INTERRUPTEUR, BARRE DE 19,3cm	96,00 € *
T700-0544	<input type="checkbox"/> ACCOUDOIR NON-ESCAM., GCHE 9x25cm, SS. INTERRUPTEUR, BARRE DE 22,3cm	96,00 €
T700-0547	<input type="checkbox"/> ACCOUDOIR ESCAMOTABLE GCHE 9x25cm, SANS INTERRUPTEUR, BARRE DE 19,3cm	143,00 €
T700-0548	<input type="checkbox"/> ACCOUDOIR ESCAMOTABLE GCHE 9x25cm, SANS INTERRUPTEUR, BARRE DE 22,3cm	143,00 €
T700E-0549	<input type="checkbox"/> ACCOUDOIR ESCAMOTABLE GCHE 9x25cm, AV INTERRUPTEUR, BARRE DE 19,3cm	181,00 €
T700E-0550	<input type="checkbox"/> ACCOUDOIR ESCAMOTABLE GCHE 9x25cm, AV INTERRUPTEUR, BARRE DE 22,3cm	181,00 €



Choisissez obligatoirement un vérin

Hauteurs et course - Vérin de 20 cm

ATTENTION : ajouter l'épaisseur du siège

<input type="checkbox"/>	35 - 55 cm (+épaisseur du siège)	■	- €
<input type="checkbox"/>	36,5 - 56,5 cm (+épaisseur du siège)	◆	- € *
<input type="checkbox"/>	38,5 - 58,5 cm (+épaisseur du siège)	■	- €
<input type="checkbox"/>	40,5 - 60,5 cm (+épaisseur du siège)	■	- €
<input type="checkbox"/>	42,5 - 62,5 cm (+épaisseur du siège)	■	- €

Hauteurs et course - Vérin de 30 cm

ATTENTION : ajouter l'épaisseur du siège

<input type="checkbox"/>	41,5 - 71,5 cm (+épaisseur du siège)	■	- €
<input type="checkbox"/>	43 - 73 cm (+épaisseur du siège)	■	- €
<input type="checkbox"/>	45 - 75 cm (+épaisseur du siège)	■	- €
<input type="checkbox"/>	47 - 77 cm (+épaisseur du siège)	■	- €
<input type="checkbox"/>	49 - 79 cm (+épaisseur du siège)	■	- €

CHASSIS, ROUES ET DISPOSITIF DE FREINAGE

Prix Public HT

LEVIER DE FREIN

Choisissez obligatoirement un levier (sauf frein électrique)

<input type="checkbox"/>	AUCUN LEVIER (UNIQUEMENT SI FREIN ELECTRIQUE CHOISI)		
T700-0006	<input type="checkbox"/> LEVIER DE FREIN STD 39CM	◆	49,00 € *
T700-0597	<input type="checkbox"/> LEVIER DE FREIN REGLABLE 44-62CM		96,00 €
T700-0598	<input type="checkbox"/> LEVIER DE FREIN REGLABLE 44-62CM AVEC POIGNEE EN T		133,00 €

CHASSIS, FREIN ; Attention : les 4 roues sont identiques

<input type="checkbox"/>	CHASSIS STD AVEC 2 ROUES ARRIERES FREINEES	◆	377,00 €
<input type="checkbox"/>	CHASSIS AVEC FREIN SUR LES 4 ROUES		847,00 €
T700-0608	<input type="checkbox"/> OPTION ANTI-BASCULE POUR TANGO 700		227,00 €

*Choisissez obligatoirement un type de châssis

APPUI-TETE (Largeur x Hauteur)

Référence			Prix Public HT
-----------	--	--	----------------

T700-0638	<input type="checkbox"/> APPUI-TETE ES (25x12) ; CUIR NOIR		453,00 €
T700-0639	<input type="checkbox"/> APPUI-TETE SW (26x13) ; CUIR NOIR		265,00 €
T700-0640	<input type="checkbox"/> APPUI-TETE FLEX (34x8) ; CUIR NOIR		453,00 €

Attention : les appui-tête ne peuvent être montés que sur les dossiers Active L et XL, Contour M, L, XL et Support L

