

TANGO VERIN GAZ - BASCULE D'ASSISE ET ROTATION / TANGO 700 GAZ



Caractéristiques standards fauteuil Tango 700

- 4 Fonctions de siège : Hauteur et rotation de siège blocable (90°), inclinaison de dossier, bascule d'assise (-15° / + 10°), commandées par palettes (disposition au choix)
- Rotation du siège : 90° à droite et 90° à gauche
- Inclinaison du dossier (+4° / -22°)
- Dossier réglable en hauteur sur 10cm
- Poids max utilisateur : 160 kg
- Distance entre accoudoirs : 38,5 à 52,5cm
- Poids chaise : 27kg
- Piètement 4 branches compact (55 x55cm) avec roues (sur roulements et bandages anti friction) spécialement adapté au déplacements de type podal
- Dispositif de freinage sur roues AR par levier (réversible droit ou gauche)
- **4 roues de dimensions identiques diam 100 mm**

**A PARTIR DE 1 800 € HT \* 2024**

\*avec châssis, assise, dossier, bras de dossier, accoudoirs non-escamotables, frein

INFORMATIONS CLIENT

Prestataire - N° Client CREE :  
Société :  
Adresse :

Utilisateur :  
Nom et prénom :  
Adresse :

Code Postal :  
Ville :  
Contact Nom Prénom :  
Tel Direct :  
E mail :  
Date d'essai :


Code Postal/Ville :  
Téléphone :  
E Mail :  
Diagnostic :  
Prescripteur :  
Nom / Structure  
Tel / E Mail :

Symboles :  
◆ = Standard (Par dé ■ = Autre choix (Sans Suppl.)    □ = Veuillez choisir    ⓘ = tenir compte de l'indication    \* après le nom du produit : "NOM DU PRODUIT\*" = TVA 5,5%

PRISE DE MESURE

Informations Utilisateur

Notes - Commentaires :



Poids : ..... kg  
Taille : ..... cm  
..... cm  
B Hauteur talon-creux poplité ..... cm  
C Profondeur d'assise ..... cm  
D Hauteur tablette-sol ..... cm  
F Hauteur dos ..... cm

Reportez-vous aux dimensions ci-dessous pour configurer votre produit.

Référence	Désignation	Prix Public TTC (TVA 5,5%)	Prix Public HT
<b>TANGO VERIN GAZ - BASCULE D'ASSISE ET ROTATION / TANGO 510</b>			
<b>FAUTEUIL</b>			
T700G-000	<input checked="" type="checkbox"/> CHASSIS TANGO 700 Gaz	◆	728,00 €

SELLERIE (Couleurs et Type de Tissus)

Tissu

- Tissu Main Line Plus Noir IF059
- Tissu Main Line Plus Gris Clair IF058
- Tissu Main Line Plus Rouge IF101
- Tissu Main Line Plus Bleu IF020
- Tissu Main Line Plus Gris anthracite IF276

L'assise et le dossier de votre chaise ne vous plaisent plus ? La couleur aurait besoin d'un rafraichissement ?

Sachez que vous pouvez les changer très facilement !

COTES DES COMMANDES DES FONCTIONS DE SIEGE		Prix Public TTC (TVA 5,5%)	Prix Public HT
46021	<input type="checkbox"/> COMMANDE A DROITE	◆	- €
46020	<input type="checkbox"/> COMMANDE A GAUCHE	■	- €
<b>Attention : commande de rotation du côté opposé</b>			<b>Choisissez obligatoirement un emplacement pour les commandes manuelles</b>
DOSSIERS (Dimensions du dossier en cm : largeur x hauteur**)		Prix Public TTC (TVA 5,5%)	Prix Public HT
<b>Choisissez obligatoirement un dossier</b>			
<input type="checkbox"/>	DOSSIER SUPPORT		
	<input type="checkbox"/> L (43x46) Largeur interne : 28cm		472,00 €
	<input type="checkbox"/> L (43x46) Largeur interne : 28cm ; AVEC COUSSIN LOMBAIRE GONFLABLE		613,00 €
<input type="checkbox"/>	DOSSIER CONTOUR		
	<input type="checkbox"/> M (36x38)		415,00 €
	<input type="checkbox"/> L (39x43)		453,00 €
	<input type="checkbox"/> XL (41x48)		472,00 €
<input type="checkbox"/>	DOSSIER ACTIVE		
	<input type="checkbox"/> S (38x22)		189,00 €
	<input type="checkbox"/> M (38x30)		189,00 € *
	<input type="checkbox"/> L (40x40)		360,00 €
	<input type="checkbox"/> XL (40x48)		415,00 €
<input type="checkbox"/>	DOSSIER ALB		
	<input type="checkbox"/> Commande à Droite <input type="checkbox"/> Commande à Gauche		
	<input type="checkbox"/> S (39x39)		565,00 €
	<input type="checkbox"/> M (39x49)		565,00 €
	<input type="checkbox"/> L (39x51)		565,00 €
<b>BRAS DE DOSSIER</b>		Prix Public TTC (TVA 5,5%)	Prix Public HT
<b>CHOISIR OBLIGATOIREMENT UN BRAS DE DOSSIER</b>			
T700-0003	<input type="checkbox"/> BRAS DE DOSSIER STANDARD 24cm POUR SIEGES ACTIVE ET COXIT	◆	76,00 € *
T700-0486	<input type="checkbox"/> BRAS DE DOSSIER ALB 24cm POUR DOSSIER ALB		208,00 €
T700-0487	<input type="checkbox"/> BRAS DE DOSSIER LONG 31cm POUR SIEGES CONTOUR		76,00 €
T700-0488	<input type="checkbox"/> BRAS DE DOSSIER AVEC ANGLE 24cm POUR SIEGES ACTIVE ET COXIT		208,00 €
ASSISES (Dimensions du coussin d'assise en cm : largeur x profondeur**)		Prix Public TTC (TVA 5,5%)	Prix Public HT
<b>Choisissez obligatoirement une assise</b>			
<input type="checkbox"/>	ASSISE CONTOUR (Epaisseur : 8cm)		
	<input type="checkbox"/> S (40x40)		472,00 €
	<input type="checkbox"/> M (44x44)		472,00 €
	<input type="checkbox"/> L (47x47)		472,00 €
	<input type="checkbox"/> XL (49x49)		574,00 €
<input type="checkbox"/>	ASSISE ACTIVE (Epaisseur 6cm)		
	<input type="checkbox"/> S (40x40)		293,00 €
	<input type="checkbox"/> M (44x44)	◆	189,00 € *
	<input type="checkbox"/> L (47x47)		227,00 €
	<input type="checkbox"/> XL (49x49)		321,00 €
	<input type="checkbox"/> Profonde (40x49)		415,00 €
<input type="checkbox"/>	ASSISE COXIT (Epaisseur 6cm)		
<b>Attention : l'assise coxite ne permet pas la rotation d'assise du siège</b>			
	<input type="checkbox"/> S (40x47)		565,00 €
	<input type="checkbox"/> L (47x47)		604,00 €
ROTATION D'ASSISE		Prix Public TTC (TVA 5,5%)	Prix Public HT
T700-0493	<input type="checkbox"/> ROTATION D'ASSISE AVEC BLOCAGE	◆	- €
T700-0491	<input type="checkbox"/> ROTATION D'ASSISE LIBRE	■	- €
T700-0492	<input type="checkbox"/> PAS DE ROTATION D'ASSISE	■	- €
<b>Attention : l'assise coxite ne permet pas la rotation d'assise du siège</b>			<b>Choisissez obligatoirement une option</b>



ACCOUDOIRS (Dimensions des manchettes en cm largeur x profondeur ) <b>Choisissez obligatoirement des accoudeurs</b>		Prix Public TTC (TVA 5,5%)	Prix Public HT
<b>Accoudeur Droit</b>			
T700-0503	<input type="checkbox"/> ACCOUDOIR ESCAMOTABLE DROIT 9x25cm, SANS INTERRUPTEUR, BARRE DE 19,3cm		143,00 €
T700-0504	<input type="checkbox"/> ACCOUDOIR ESCAMOTABLE DROIT 9x25cm, SANS INTERRUPTEUR, BARRE DE 22,3cm		143,00 €
T700-0497	<input type="checkbox"/> ACCOUDOIR NON-ESCAM., DROIT 9x25cm, SS. INTERRUPTEUR, BARRE DE 19,3cm	◆	96,00 € *
T700-0498	<input type="checkbox"/> ACCOUDOIR NON-ESCAM., DROIT 9x25cm, SS. INTERRUPTEUR, BARRE DE 22,3cm		96,00 €
<b>Accoudeur Gauche</b>			
T700-0547	<input type="checkbox"/> ACCOUDOIR ESCAMOTABLE GCHE 9x25cm, SANS INTERRUPTEUR, BARRE DE 19,3cm		143,00 €
T700-0548	<input type="checkbox"/> ACCOUDOIR ESCAMOTABLE GCHE 9x25cm, SANS INTERRUPTEUR, BARRE DE 22,3cm		143,00 €
T700-0005	<input type="checkbox"/> ACCOUDOIR NON-ESCAM., GCHE 9x25cm, SS. INTERRUPTEUR, BARRE DE 19,3cm	◆	96,00 € *
T700-0544	<input type="checkbox"/> ACCOUDOIR NON-ESCAM., GCHE 9x25cm, SS. INTERRUPTEUR, BARRE DE 22,3cm		96,00 €
<b>Choisissez obligatoirement un vérin</b>			
<b>Hauteurs et course - Vérin de 10 cm</b>			
<b>ATTENTION : ajouter l'épaisseur du siège</b>			
<input type="checkbox"/>	32,5 - 42,5 cm (+épaisseur du siège)	■	- €
<input type="checkbox"/>	34,5 - 44,5 cm (+ épaisseur du siège)	■	- €
<input type="checkbox"/>	36,5 - 46,5 cm (+ épaisseur du siège)	■	- €
<b>Hauteurs et course - Vérin de 15 cm</b>			
<b>ATTENTION : ajouter l'épaisseur du siège</b>			
<input type="checkbox"/>	37 - 52 cm (+épaisseur du siège)	◆	- €
<input type="checkbox"/>	38,5 - 53,5 cm (+épaisseur du siège)	◆	- € *
<input type="checkbox"/>	40,5 - 55,5 cm (+épaisseur du siège)	■	- €
<input type="checkbox"/>	42,5 - 57,5 cm (+épaisseur du siège)	■	- €
<b>Hauteurs et course - Vérin de 20 cm</b>			
<b>ATTENTION : ajouter l'épaisseur du siège</b>			
<input type="checkbox"/>	43,5 - 63,5 cm (+épaisseur du siège)	■	- €
<input type="checkbox"/>	45 - 65 cm (+épaisseur du siège)	■	- €
<input type="checkbox"/>	47 - 67 cm (+épaisseur du siège)	■	- €
<input type="checkbox"/>	49 - 69 cm (+épaisseur du siège)	■	- €
<b>CHASSIS, ROUES ET DISPOSITIF DE FREINAGE</b>		Prix Public TTC (TVA 5,5%)	Prix Public HT
<b>LEVIER DE FREIN</b> <b>Choisissez obligatoirement un levier (sauf frein électrique)</b>			
T700-0006	<input type="checkbox"/> LEVIER DE FREIN STD 39CM	◆	49,00 € *
T700-0597	LEVIER DE FREIN REGLABLE 44-62CM		96,00 €
T700-0598	<input type="checkbox"/> LEVIER DE FREIN REGLABLE 44-62CM AVEC POIGNEE EN T		133,00 €
<b>CHASSIS, FREIN ; Attention : les 4 roues sont identiques</b>			
<input type="checkbox"/>	CHASSIS STD AVEC 2 ROUES ARRIERES FREINEES	◆	377,00 €
<input type="checkbox"/>	CHASSIS AVEC FREIN SUR LES 4 ROUES		847,00 €
T700-0608	<input type="checkbox"/> OPTION ANTI-BASCULE POUR TANGO 700		227,00 €
<b>Référence</b>		Prix Public TTC (TVA 5,5%)	Prix Public HT
<b>APPUI-TETE (Largeur x Hauteur)</b> <b>Attention : les appui-tête ne peuvent être montés que sur les dossiers Active L et XL, Contour M, L, XL et Support L</b>			
T700-0638	<input type="checkbox"/> APPUI-TETE ES (25x12) ; CUIR NOIR		453,00 €
T700-0639	<input type="checkbox"/> APPUI-TETE SW (26x13) ; CUIR NOIR		265,00 €
T700-0640	<input type="checkbox"/> APPUI-TETE FLEX (34x8) ; CUIR NOIR		453,00 €

