



NOUVEAUTE : Découvrez les POWER WHEELS

Pour votre siège Tango 700E

Nouveauté

AVANTAGES

:: MOBILITE ELECTRIQUE : Déplacez votre chaise Tango sans effort grâce à un simple joystick.

:: INDEPENDANCE : idéal pour les personnes qui manquent de force pour "marcher" avec la chaise tout au long de la journée.

:: ADAPTABILITE : Les Power Wheels peuvent être installées même après l'achat de votre chaise.

:: CONFORT ET STABILITE : profitez d'une stabilité directionnelle accrue et d'un confort optimal.

*Un pas de plus vers votre
indépendance !*





Tango 700 : électrique ou à gaz

Réf. T700



Matériel disponible en location
Contactez nous !

LE SUCCESEUR DES DECLINAISONS
TANGO 100, 200, 500, 510

Version électrique



A GAZ :

- Soutien optimal
- Assise confortable
- Réglages ergonomiques
- Déplacements aisés
- Frein sécurisant



OU ELECTRIQUE :

- Les avantages de la version à gaz avec en plus
- Réglage en hauteur aisé (lift électrique)
- Frein électrique (option)
- Bascule d'assise électrique (option)
- Bascule de dossier électrique (option)
- Aide au relevage (option)



AVANTAGES

:: Asseyez-vous et effectuez les activités que vous réalisez habituellement debout sans dépenser toute votre énergie

:: Le lift électrique est facile à utiliser, l'assise se déplace sans à-coups lors des réglages



:: Stabilité et sécurité : grâce au frein, appuyez vous dessus sans risque de chute

:: Vous pouvez déplacer le fauteuil en bénéficiant d'une sécurité optimale et d'un confort exceptionnel

Siège de travail
et d'activité

Tango 700 : électrique ou à gaz

Réf. T700

Siège de travail
et d'activité

◆ Bon de commande disponible sur notre site internet :
INDISPENSABLE POUR TOUT DEVIS OU TOUTE COMMANDE

www.cree.fr

CONFIGURATION STANDARD

		VELA Tango 700	VELA Tango 700E
DIMENSIONS ET POIDS	Réglage de la hauteur	Ressort à gaz : Mouvement de 100 mm, 150 mm ou 200 mm	Électrique : Mouvement de 200 mm ou 300 mm
	Hauteur d'assise (mesurée à partir du bord inférieur de l'assise) Selon le type de siège, ajoutez la hauteur suivante : Siège actif : +6,0 cm Siège contour : +8,0 cm <i>Toutes les hauteurs de siège sont mesurées sans poids de charge</i>	à 100 mm : 32,5-42,5 cm, 34,5-44,5 cm, 36,5-46,5 cm à 150 mm : 36,5-51,5 cm, 38-53 cm 40-55 cm, 42-57 cm à 200 mm : 43-63 cm, 45-65 cm 47-67 cm, 49-69 cm	à 200 mm : 35-55 cm, 36,5-56,5 cm 38,5-58,5 cm, 40,5-60,5 cm, 42,5-62,5 cm à 300 mm : 41,5-71,5 cm, 43-73 cm 45-75 cm, 47-77 cm, 49-79 cm
	Assise, largeur x profondeur	Small: 40 x 40 cm Medium: 44 x 44 cm Large: 47 x 47 cm X-large: 49 x 49 cm	Small: 40 x 40 cm Medium: 44 x 44 cm Large: 47 x 47 cm X-large: 49 x 49 cm
	Angle de l'assise	10° en avant, 15° en arrière	10° en avant, 15° en arrière
	Dossier, largeur x hauteur	Active: Small: 38 x 22 cm Medium: 38 x 30 cm Large: 40 x 40 cm X-large: 40 x 45 cm Contour: Medium: 35 x 38 cm Large: 38 x 43 cm X-large: 40 x 48 cm	Active: Small: 38 x 22 cm Medium: 38 x 30 cm Large: 40 x 40 cm X-large: 40 x 45 cm Contour: Medium: 35 x 38 cm Large: 38 x 43 cm X-large: 40 x 48 cm
	Angle du dossier	4° en avant, 22° en arrière	4° en avant, 22° en arrière
	Réglage de la hauteur du dossier	10 cm	10 cm
	Accoudoir (rembourrage en PU), largeur x longueur	9 x 25 cm	9 x 25 cm
	Hauteur de l'accoudoir, réglable	14-25 cm (les accoudoirs pliables sont des accessoires)	14-25 cm (les accoudoirs pliables sont des accessoires)
	Distance entre les accoudoirs, réglable	38,5-52,5 cm	38,5-52,5 cm
	Taille de la structure	55 x 55 cm	55 x 55 cm
	Poids du siège	27 kg	34,5 kg
	Poids de charge maximal	160 kg	160 kg
	Poids maximal recommandé de l'utilisateur	130 kg	130 kg
	Rotation du siège	90° à droite/90° à gauche (la rotation peut être désélectionnée)	90° à droite/90° à gauche (la rotation peut être désélectionnée)
	Numéro de l'article	70001	70011

* Les dimensions standard sont indiquées en caractères gras

Remarque : tous les chiffres sont arrondis à 0,5 cm près.

- Combine toutes les possibilités des déclinaisons précédentes
- Offre d'avantage d'espace aux pieds
- Design retravaillé
- Possibilités supplémentaires (nouvelles fonctions électriques)

Personnalisez votre chaise !

Le choix entre 3 assises :

- Active : l'assise standard qui équipe la gamme Tango depuis des années
- Contour : pour les stations assises très prolongées : assise plus épaisse.
- Coxit : pour les personnes ayant des troubles orthopédiques (prothèse de hanche, amputation)



Siège Contour



Siège Active



Siège Coxit

Le choix entre 4 dossiers :

- Active : le dossier standard qui équipe la gamme Tango depuis des années
- Contour : pour les stations assises très prolongées : dossier plus épais
- Support : dossier galbé : pour les personnes ayant besoin de soutien latéral
- ALB : pour les personnes ayant besoin d'un réglage au niveau lombaire.



Dossier Contour



Dossier Active



Dossier Support



Dossier ALB

FREIN + LIFT = SECURITE

La combinaison idéale pour des transferts en toute sécurité !



L'assise et le dossier de votre chaise ne vous plaisent plus ?

La couleur aurait besoin d'un rafraîchissement ?

Sachez que vous pouvez les changer très facilement !



GRIS CLAIR



NOIR



BLEU



ROUGE



GRIS ANTHRACITE



Une télécommande pour contrôler toutes les fonctions de votre chaise Tango

Bon de commande indispensable pour toute commande ou toute demande de devis !



www.cree.fr