



GIMA

STÉRILISATEUR À AIR CHAUD TITANOX Digital 120 l

Code: 35588

Catégorie: Stérilisateurs à air chaud

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: Produit médical

Class: II B

NSIS: 35041

CND: Z12011307

EAN13: 8023279355888



Descriptif: STÉRILISATEURS À AIR CHAUD TITANOX

- Unité: numérique
- Capacité: 120l
- Dimensions extérieures (mm): 835x565xh 555
- Dimensions intérieures (mm): 670x420xh 415

Structure interne et étagères intérieures en acier inox réglables en hauteur.
Fermeture à clé.

Unité numérique: tunnels d'aération réglables, placés sur le côté droit en bas et sur le côté gauche en haut pour le réglage et la circulation de l'air, utile pour le refroidissement rapide de l'appareil.

- fonctionnement électronique C.P.S.
- distribution optimale de chaleur
- indication automatique pour d'éventuels problèmes d'alimentation (en cas de manque de tension le programme démarre à nouveau depuis le début)
- thermostat de sécurité

Tous les modèles sont fournis avec mode d'emploi en: GB, FR, IT (ES sur demande) et 2 étagères réglables en hauteur.

Made in Italy

Spécifications Techniques: Mode de fonctionnement: continu (veille) ou temporisé
Temporisateur: 0 - 250 minutes
Tension de fonctionnement: 230 V - 50/60 Hz

Standard accessories: