



GIMA

DISTILLATEUR D'EAU

Code: 35690

Catégorie: Autoclaves horizontaux

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: Produit non médical



EAN13: 8023279356908

Descriptif: Les autoclaves doivent fonctionner avec de l'eau distillée ou déminéralisée pour éviter tout endommagement des électrovalves ou du mécanisme interne et les traces blanches de calcaire sur le matériel stérilisé. Le distillateur produit de l'eau distillée pure d'une façon économique et sûre. Il produit 4 litres en environ 6 heures. Il est équipé d'un thermostat de commande automatique et d'un système d'arrêt à la fin de l'opération.

Spécifications Techniques:

- Dimensions: Ø 20 cm x h 36 cm
- Tension de fonctionnement: 220V - 50-60 Hz

Standard accessories: