



GIMA

STÉRILISATEUR À AIR CHAUD "GIMETTE 7"

Code:	35607
Catégorie:	Stérilisateurs à air chaud
Unité de Vente:	1 pc.
Commande Minimum:	1
Type:	Produit médical
Class:	II B
NSIS:	326786
CND:	Z12011307
EAN13:	8023279356076



Descriptif: GIMETTE 7 - stérilisateur à air chaud.
Les Gimette automatiques sont des stérilisateurs à air chaud compacts de haute qualité, possédant les mêmes fiabilité et efficacité que les modèles de dimensions supérieures.

La structure externe est constituée de panneaux peints avec de la poudre époxy antirayure.

Couvercle et chambre de stérilisation d'une capacité approx. de 7 l en acier inox.
Plateau amovible, perforé pour faciliter la circulation de l'air, fourni avec pinces.

Tous les éléments sont certifiés par les principales marques européennes, l'assemblage est conforme EN-61010.

Un second thermostat de sécurité se déclenche si la température dépasse les 220 °C. Un voyant rouge à LED indique toute anomalie de la thermorégulation et le démarrage subséquent du thermostat de sécurité.

Spécifications Techniques:	• Dimensions intérieures: 410 x 180 x 90 mm = 7 dm³ • Dimensions extérieures: 490 x 310 x 180 mm • Poids: 8 kg • Puissance électrique: 400W - Fusible: 2 x 2.5 A • Tension de fonctionnement: 230V - 50/60 Hz • Thermostat: automatique, réglable de 0 à 200 °C • Minuteur: manuel de 0 à 120 minutes • 2e thermostat: bimétallique certifié • DEL verte: minuteur; DEL orange: chauffag ; DEL rouge: alarme • Fabriqués en Italie • Garantie 1 an
----------------------------	---

Standard accessories: