



GIMA

STÉRILISATEUR À AIR CHAUD "GIMETTE 21"

Code:	35621
Catégorie:	Stérilisateur à air chaud
Unité de Vente:	1 pc.
Commande Minimum:	1
Type:	Produit médical
Class:	II B
NSIS:	326777
CND:	Z12011307
EAN13:	8023279356212



Descriptif: **GIMETTE 21 - stérilisateur à air chaud.**
Stérilisateur à air chaud tout automatique, température réglable de 0 à 200 °C; vient à bout des micro-organismes les plus résistants.

La structure en acier inoxydable est peinte avec de la poudre, à l'exception de la porte, pour assurer une résistance optimale et durable à la chaleur et aux chocs.

La perforation des 4 plateaux en aluminium anodisé facilite la circulation de l'air.

Capacité approximative: 20 l.

Un second thermostat de sécurité se déclenche si la température dépasse les 230 °C.

Un voyant rouge à LED indique toute anomalie de la thermorégulation et le démarrage subséquent du thermostat de sécurité.

Spécifications Techniques:	• Dimensions intérieures mm: 300 x 250 x 260 • Volume approx. 20 l • Dimensions extérieures mm: 440 x 340 x 400 • Poids: 13 kg • Puissance électrique: 600W • Tension de fonctionnement: 230V - 50/60 Hz • Fusibles: 2 x 4 A • Minuteur: manuel de 0 à 120 minutes • Thermostat: automatique • Thermomètre: haute précision avec ampoule capillaire • 2e thermostat: bimétallique certifié • DEL verte: minuteur; DEL orange: chauffage; DEL rouge: alarme • Fabriqués en Italie • Garantie 1 an • Mode d'emploi en iT, GB, FR.
----------------------------	---

Standard accessories: