



GIMA

STÉRILISATEUR À AIR CHAUD "GIMETTE 28"

Code: 35628

Catégorie: Stérilisateurs à air chaud

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: Produit médical

Class: II B

NSIS: 326785

CND: Z12011307

EAN13: 8023279356281



Descriptif: **GIMETTE 28 - stérilisateur à air chaud.**
Stérilisateur à air chaud tout automatique, température réglable de 0 à 200 °C; vient à bout des micro-organismes les plus résistants.

La structure en acier inoxydable est peinte avec de la poudre, à l'exception de la porte, pour assurer une résistance optimale et durable à la chaleur et aux chocs.

La perforation des 4 plateaux en aluminium anodisé facilite la circulation de l'air.

Capacité approximative: 28 l.

Un second thermostat de sécurité se déclenche si la température dépasse les 230 °C.

Un voyant rouge à LED indique toute anomalie de la thermorégulation et le démarrage subséquent du thermostat de sécurité.

Spécifications Techniques:

- Dimensions intérieures mm: 380 x 250 x 260
- Volume approx. 28 litres
- Dimensions extérieures mm: 550 x 340 x 400
- Poids: 17 kg
- Puissance électrique: 500W
- Tension de fonctionnement: 230V - 50/60 Hz
- Fusibles: 2 x 4 A
- Minuteur: manuel de 0 à 120 minutes
- Thermostat: automatique
- Thermomètre: haute précision avec ampoule capillaire
- 2e thermostat: bimétallique certifié
- DEL verte: minuteur; DEL orange: chauffage; DEL rouge: alarme
- Fabriqués en Italie
- Garantie 1 an
- Mode d'emploi en IT, GB, FR.

Standard accessories: