



GIMA

STÉRILISATEUR À AIR CHAUD "GIMETTE 50"

Code:	35629
Catégorie:	Stérilisateurs à air chaud
Unité de Vente:	1 pc.
Commande Minimum:	1
Type:	Produit médical
Class:	II B
NSIS:	326788
CND:	Z12011307
EAN13:	8023279356298



Descriptif: GIMETTE 50 - stérilisateur à air chaud.
Stérilisateur à air chaud tout automatique, température réglable de 0 à 200 °C; vient à bout des micro-organismes les plus résistants.

La structure en acier inoxydable est peinte avec de la poudre, à l'exception de la porte, pour assurer une résistance optimale et durable à la chaleur et aux chocs.

La perforation des 4 plateaux en aluminium anodisé facilite la circulation de l'air.

Capacité approximative: 50 l.

Un second thermostat de sécurité se déclenche si la température dépasse les 230 °C.

Un voyant rouge à LED indique toute anomalie de la thermorégulation et le démarrage subséquent du thermostat de sécurité.

Spécifications Techniques:	• Dimensions intérieures mm: 405 x 340 x 350 • Volume approx. 50 dm³ • Dimensions extérieures mm: 605 x 460 x 480 • Poids: 24.5 kg • Puissance électrique: 1200W • Tension de fonctionnement: 230V - 50/60 Hz • Fusibles: 2 x 8 A • Minuteur: manuel de 0 à 120 minutes • Thermostat: automatique • Thermomètre: haute précision avec ampoule capillaire 2e thermostat: bimétallique certifié • DEL verte: minuteur; DEL orange: chauffage; DEL rouge: alarme • Fabriqués en Italie • Garantie 1 an • Mode d'emploi en IT, GB, FR.
----------------------------	---

Standard accessories: