



GIMA

AUTOCLAVE PRESTIGE 12 L - 12 litres

Code:	35712
Catégorie:	Autoclaves verticaux
Unité de Vente:	1 pc.
Commande Minimum:	1
Type:	Produit médical
Class:	II B
NSIS:	2159509
CND:	Z12011305
EAN13:	8023279357127



Descriptif:

Classe N. Le Prestige est un des autoclaves automatiques les plus vendus et les plus rentables au monde et bénéficie d'une réputation enviable de fiabilité, durabilité, sécurité et qualité.

- Garantie à vie des éléments de chauffage
- Méthode recommandée par les professionnels de la santé du monde entier, y compris l'Organisation mondiale pour la santé (OMS).
- Chaque autoclave est testé par ordinateur et fourni avec un certificat de test des performances unique.
- Son poids d'à peine 4,5 kg en fait un appareil totalement portable.
- Fourni avec panier.

Recommandés pour le contrôle des infections, non seulement dans les hôpitaux et lors des chirurgies générales et dentaires, mais aussi pour la médecine vétérinaire, la podologie, les salons de beauté, les tatoueurs, l'acupuncture, les laboratoires et les écoles. Mode d'emploi multilingue. Conformés aux normes IEC 601, DIN 58946, EMC, UL 544, BS3970 section 4, ESCHLE

Spécifications Techniques:

- Capacité : 12 l
- Dimensions intérieures de la chambre (P/H) 210/328
- Longueur maximale de l'instrument (diagonale) : 290 mm
- Charge maximale : 4 kg
- Largeur/hauteur : 340/420
- Temps de stérilisation : 11 min
- Durée du cycle (nominale) : 22 min
- Pression de fonctionnement : 1.40 bar
- Température de stérilisation : 126 °C
- Tension de fonctionnement : 230 V - 50/60 Hz
- Puissance 1500 W
- Fabriqué au R.U.
- Garantie: 1 an

Standard accessories: