



GIMA

STÉRILISATEUR À BILLES DE VERRE GIMA QUICK PLUS

Code: 35642

Catégorie: Stérilisateurs à air chaud

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: Produit médical

Class: II B

NSIS: 326771

CND: Z12011307

EAN13: 8023279356427



Descriptif: Le stérilisateur à billes GIMA QUICK a été pensé et développé spécifiquement pour l'usage médical; il est recommandé pour la dentisterie, la podologie, la médecine vétérinaire, les tatoueurs et les salons de beauté.

Il assure une stérilisation rapide et efficace. Il stérilise les limes et miroirs en 2 minutes, les instruments chirurgicaux en 2 minutes, les curettes et davieres en 3 minutes. Sa température constante supérieure à 230°C garantit la destruction totale des micro-organismes et des spores en quelques secondes.

Le GIMA QUICK a une structure en acier peint avec des poudres époxy; le cylindre interne est complètement isolé par de la fibre de verre, ce qui évite le transfert de chaleur vers la structure extérieure. Il peut fonctionner toute la journée.

Fourni avec un paquet de billes en verre (220 g).
Fabriqué en Italie.

Spécifications Techniques:

- Structure externe en acier peint blanc
- Dimensions: 130 x 130 x 190 mm
- Panier plaqué cuivre:
 - diamètre 5.5 cm
 - profondeur 7.5 cm
- Poids: 2.8 kg
- Puissance électrique: 150W
- Tension de fonctionnement: 220V - 50 Hz
- Garantie: 12 mois
- Fabriqué en Italie

Standard accessories: