



GIMA

RUBAN CHALEUR SÈCHE 19 mm - stérilisateur à air chaud

Code: 35842

Catégorie: Tests stérilisation

Unité de Vente: 12 rouleaux

Commande Minimum: 1

Type: Produit non médical



EAN13: 8001814308575

Descriptif:

La gamme de rubans adhésifs GIMA est spécialement conçue à la fois pour l'emballage et comme indicateur démontrant que le paquet a subi un cycle de stérilisation. Le dos des divers rubans est fait de papier fort, semi-crêpé et imprégné, garant d'une excellente souplesse d'application. Les rubans stériles se déroulent aisément et peuvent être déchirés facilement à la main. Ces adhésifs spéciaux sont formulés pour supporter une température et une humidité élevées et assurer une excellente tenue sur le papier, le plastique, le non-tissu, le bois, le métal, le verre et le lin. Chaque ruban est emballé individuellement avec date de péremption. Fabriqué en Italie.

- Pour la stérilisation à la vapeur à 134 °C, des bandes brunes apparaissent en 3 min.
- Pour la stérilisation à 121 °C des bandes brunes apparaissent en 15 min.
- CONFORMES EN ISO 11140-1 - 2005 partie liée à la CLASSE 1

Spécifications Techniques:

Standard accessories: