



GIMA

RUBAN VAPEUR 25 mm - autoclave

Code: 35847

Catégorie: Tests stérilisation

Unité de Vente: 12 rouleaux

Commande Minimum: 1

Type: Produit non médical



EAN13: 8001814292171

Descriptif:

La gamme de rubans adhésifs GIMA est spécialement conçue à la fois pour l'emballage et comme indicateur démontrant que le paquet a subi un cycle de stérilisation. Le dos des divers rubans est fait de papier fort, semi-crêpé et imprégné, garant d'une excellente souplesse d'application. Les rubans stériles se déroulent aisément et peuvent être déchirés facilement à la main. Ces adhésifs spéciaux sont formulés pour supporter une température et une humidité élevées et assurer une excellente tenue sur le papier, le plastique, le non-tissu, le bois, le métal, le verre et le lin. Chaque ruban est emballé individuellement avec date de péremption. Fabriqué en Italie.

Couleur initiale: vert clair

- Pour stérilisation à 121 °C - 10 minutes: du vert clair au vert foncé
- Pour stérilisation à 134 °C - 2 minutes: du vert clair au vert moyen / foncé

Spécifications Techniques:

Standard accessories: