



GIMA

PACK TEST DE BOWIE DICK

Code: 35950

Catégorie: Tests stérilisation

Unité de Vente: boîte de 20 pcs.

Commande Minimum: 1

Type: Produit non médical



EAN13: 8023279359503

Descriptif: **PAQUET TEST BOWIE ET DICK**

- boîte de 20 unités
- dimensions: 123 x 123 x 16 mm

Utilisé pour le contrôle quotidien des stérilisateur à vapeur pré- vidés.

Basé sur le résultat du test de Bowie et Dick, le stérilisateur à vapeur est conçu pour l'utilisation pendant la journée.

Le test de Bowie et Dick détecte les problèmes tels que les fuites d'air, le vide insuffisant et la pénétration incorrecte de la vapeur.

Boîte et mode d'emploi en GB, IT, ES, FR, PT, GR, DE.

- conforme aux normes EN 285 et ISO 17665
- conforme aux normes ISO 11140 - 4 TYPE 2 / EN 867 - 4 CLASSE B (EU standard 7 kilo)
- testé de manière indépendante pour montrer des performances similaires à l'emballage d'origine
- changement net de couleur du bleu au violet
- facile à interpréter et à documenter
- non-toxique/sans plomb

Spécifications Techniques:

Standard accessories: