



GIMA

CONTRÔLE DE SCEAU

Code: 35957

Catégorie: Tests stérilisation

Unité de Vente: boîte de 250 pcs.

Commande Minimum: 1

Type: Produit non médical



EAN13: 8023279359572

Descriptif: CONTRÔLE DU SCELLAGE

- boîte de 250 unités
- dimensions: 175 x 75
- adapté à toutes les soudeuses thermiques rotatives

La norme ISO 11607 régit un contrôle quotidien des thermoscellées.

Le contrôle du scellage est une méthode pour effectuer les tests requis et pour documenter le type de scellage, le jour, la personne qui a effectué le test et de montrer clairement les résultats de la capacité de votre thermoscelleuse.

Lorsqu'il est introduit à l'intérieur d'un sachet scellé, la zone scellée devient plus foncée indiquant ainsi que le scellage est parfait, réglé et sans lacunes.

Spécifications Techniques:

Standard accessories: