



GIMA

INDICATEUR D'INTEGRATION 3M COMPLY STERIGAGE POUR STERILIZATION VAPEUR 1243A

Code: 35959

Catégorie: Tests stérilisation

Unité de Vente: boîte de 1000 pcs.

Commande Minimum: 1

Type: Produit non médical



EAN13: 50707387469073

Descriptif: INTÉGRATEUR CHIMIQUE 3M™ COMPLY™ STERIGAGE™ - 1243A - boîte de 1 000

Intégrateur de Classe 5 conforme à ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2005.

- la technologie “moving front ink” fournit un résultat d’acceptation ou de rejet facilement lisible
- utilisable dans les cycles de stérilisation à la vapeur 118-138°C (250-275°F)
- la réponse est liée à un indicateur biologique selon trois rapports temps/température à des conditions idéales de stérilisation à la vapeur
- identifie les instruments non stériles avant leur accès au champ stérile
- aide à identifier les défaillances du procédé de stérilisation en isolant les problèmes des dispositifs individuels

Indicateur avec fenêtre dimensions 2 mm x 3,7 cm

Spécifications Techniques:

Standard accessories: