



GIMA

RUBAN INDICATEUR SANS PLOMB 3M COMPLY - 1322

Code: 35962

Catégorie: Tests stérilisation

Unité de Vente: boîte de 28 pcs.

Commande Minimum: 1

Type: Produit non médical



EAN13: 0707387583965

Descriptif: 3M™ COMPLY™ RUBAN INDICATEUR SANS PLOMB 1322 - 18 mm x 55 m - boîte de 28

Constitué d'un adhésif, un dos et bandes d'encre indicatrice chimique.

Adhésif fort et sensible à la pression conçu pour adhérer à une variété de matériaux d'emballage, y compris tissu non traité, tissu non tissé jetable, papier et plastique, pour sceller l'emballage pendant la stérilisation à vapeur.

Le dos est un papier beige crêpé qui fournit l'étirement nécessaire pour l'expansion de l'emballage.

Les lignes de l'indicateur chimique montrent un changement de couleur de blanchâtre/beige à marron foncé/noir lors de l'exposition à la stérilisation.

- non réalisé en latex de caoutchouc naturel
- adhésif fiable de haute qualité
- l'encre sans plomb ne présente pas de problèmes de déchets dangereux
- le dos étirable minimise le décollement du ruban pendant la stérilisation
- possibilité d'apposer des inscriptions ou des étiquettes préimprimées

Spécifications Techniques:

Standard accessories: