



GIMA

GAINES PLATES ELINE 200 m x 100 mm POUR AUTOCLAVE

Code: 35805

Catégorie: Gaines et sachets

Unité de Vente: boîte de 4 pcs.

Commande Minimum: 1

Type: Produit médical

Class: I

NSIS: 2230175

CND: S01020101

EAN13: 8023279358056



Descriptif: GAINES PLATES pour stérilisation à la vapeur ou à l'oxyde d'éthylène gazeux

- Gaines plates
- Externe: 200 m x 100 mm
- Interne: 200 m x 78 mm

Film transparent en polyester-polypropylène couplé à un papier de qualité médicale.
Les indicateurs de vapeur et de gaz présentent un net changement de couleur lorsqu'ils sont soumis à la stérilisation.

Made in Italy.

Spécifications Techniques:

Standard accessories: