



GIMA

PROTECTEURS D'INSTRUMENTS 3M ATTEST 8,9x16,8 cm - 13913

Code: 35965

Catégorie: Tests stérilisation

Unité de Vente: boîte de 1000 pcs.

Commande Minimum: 1

Type: Produit non médical



Descriptif: PROTECTEURS D'INSTRUMENTS 3M™ ATTEST™ 8,9x16,5 cm 13913 - boîte de 1 000

Couvrent les bords pointus et coupants des instruments chirurgicaux pendant la stérilisation à vapeur ou EtO.

Réduisent la possibilité de perforation du sachet pendant la stérilisation.

Les indicateurs sur les protecteurs vérifient l'élaboration du vapeur ou du gaz d'oxyde d'éthylène.

Sans plomb.

Ciseaux non compris.

Spécifications Techniques:

Standard accessories: