



GIMA

GAINES A SOUFFLET ELINE 100 m x 150 mm x 25mm

Code: 35826

Catégorie: Gaines et sachets

Unité de Vente: boîte de 4 pcs.

Commande Minimum: 1

Type: Produit médical

Class: I

NSIS: 2230221

CND: S01020102

EAN13: 8023279358261



Descriptif: GAINES GUSSET pour stérilisation à la vapeur ou à l'ETO

- Gaines Gusset
- Externe (m x mm x mm): 100x150x25
- Interne (m x mm x mm): 100x128x25

Film enduit PET 12/PP 40 vert et papier blanc médical 60 g.
Pour la stérilisation d'objets volumineux.

Made in Italy.

Spécifications Techniques:

Standard accessories: