



# GIMA

## GAINES A SOUFFLET ELINE 100 m x 250 mm x 32,5mm

**Code:** 35828

**Catégorie:** Gaines et sachets

**Unité de Vente:** boîte de 2 pcs.

**Commande Minimum:** 1

**Type:** Produit médical

**Class:** I

**NSIS:** 2230221

**CND:** S01020102

**EAN13:** 8023279358285



**Descriptif:** GAINES GUSSET pour stérilisation à la vapeur ou à l'ETO

- Gaines Gusset
- Externe (m x mm x mm): 100x250x32,5
- Interne (m x mm x mm): 100x228x32,5

Film enduit PET 12/PP 40 vert et papier blanc médical 60 g.  
Pour la stérilisation d'objets volumineux.

Made in Italy.

**Spécifications Techniques:**

**Standard accessories:**