



GIMA

GAINES A SOUFFLET ELINE 100 m x 300 mm x 40mm

Code: 35829

Catégorie: Gaines et sachets

Unité de Vente: boîte de 2 pcs.

Commande Minimum: 1

Type: Produit médical

Class: I

NSIS: 2230221

CND: S01020102

EAN13: 8023279358292



Descriptif: GAINES GUSSET pour stérilisation à la vapeur ou à l'ETO

- Gaines Gusset
- Externe (m x mm x mm): 100x300x40
- Interne (m x mm x mm): 100x278x40

Film enduit PET 12/PP 40 vert et papier blanc médical 60 g.
Pour la stérilisation d'objets volumineux.

Made in Italy.

Spécifications Techniques:

Standard accessories: