



GIMA

SACHETS AUTO-ADHÉSIFS ELINE 140x250 mm

Code: 35859

Catégorie: Gaines et sachets

Unité de Vente: boîte de 1600 pcs.

Commande Minimum: 1

Type: Produit médical

Class: I

NSIS: 2230267

CND: S01010101

EAN13: 8023279358599



Descriptif: SACHETS AUTO-ADHÉSIFS POUR LA STÉRILISATION À LA VAPEUR OU À L'ÉTO

Film transparent en polyester-polypropylène vert clair couplé à un papier de qualité médicale.

Ils sont ainsi perméables à la vapeur et au gaz dégagés durant la stérilisation. Les indicateurs de vapeur et de gaz changent de couleur lorsqu'ils sont soumis à la stérilisation.

1. Coins renforcés pour éviter l'accumulation de poussière près de l'ouverture et réduire le risque de contamination lors de l'ouverture.

2. Le film transparent laminé est conforme à la norme allemande EN 10/204. Le papier médical est conforme aux normes suivantes: DIN 58953 (Allemagne), Pharmacopea 589 (France), pr EN 868-3 (Europe) et BS 6256 (Angleterre).

3. Les chevrons permettent une ouverture rapide et correcte.

4. Ils se composent d'une couche de film transparent laminé (polyester et polypropylène de copolymère de type spécial) et de papier Kraft médical blanc résistant à l'humidité, conçu spécialement pour assurer une haute protection antibactérienne.

5. Les lignes de soudure à la chaleur (Multiligne) sont très résistantes et régulièrement espacées; la soudure externe parcourt la totalité de la longueur du sachet.

Les gaines et sachets sont certifiés et fabriqués conformément aux DIN 58953 BS 6871, EN 868-5, CN 13485

- Auto-adhésifs
- Externe (m x mm): 140 x 250
- Interne (m x mm): 118 x 235

Spécifications Techniques:

Standard accessories: