



GIMA

GAINES GUSSET 100 m x 100 mm x 25mm

Code: 35871

Catégorie: Gaines et sachets

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 4

Type: Produit médical

Class: I

NSIS: 67044

CND: S01020102

EAN13: 8023279358711



Descriptif: GAINES GUSSET pour la stérilisation à la vapeur ou à l'ETO.

Faites de film enduit PET 12/PP 40 vert et de papier blanc médical 60 g.
Pour la stérilisation d'objets volumineux.
Chaque gaine mesure 100 m.

- Gaines plates
- Externe: (m x mm x mm): 100 x 100 x 25
- Interne: (m x mm x mm): 100 x 78 x 25
- Commande minimum: 4 rouleaux

Spécifications Techniques:

Standard accessories: