



GIMA

GERMY GIMA PLUS 15 W - lampe à ultraviolets avec minuteur

Code: 35741

Catégorie: Lampes ultraviolettes

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: Rechange



EAN13: 8023279357417

Descriptif: GERMY GIMA PLUS 15 W AVEC MINUTEUR - 50x24xh 20 cm

Ces instruments comprennent une lampe ultraviolette germicide qui détruit rapidement tout micro-organisme touché par ses rayons.

Recommandé pour conserver les instruments stériles.

Une fois stérilisés, les instruments peuvent être conservés longtemps et sont toujours prêts à l'emploi (les traitements UV ne génèrent pas de chaleur).

Une grille interne maintient les instruments à distance de la surface réfléchissante, ce qui permet une irradiation uniforme des deux faces et améliore l'action germicide des UV.

La sécurité de l'opérateur est garantie par un microinterrupteur éteignant la lampe en cas d'ouverture de la porte.

Construction robuste, extérieur en acier peint, intérieur en acier inoxydable réfléchissant.

Mode d'emploi en GB, IT.

Installation murale ou sur une table.

Tension de fonctionnement: 230 V - 50/60 Hz - 1 A.

Made in Italy.

Spécifications Techniques:

Standard accessories: